

GARANTIBESTEMMELSER

Apparatet er dækket af en 12 måneders garanti mod fejl i materialer og fabrication (gælder ikke batteriet). Indenfor perioden vil apparater blive repareret, justeret eller ombyttet.

Returfragt, forsikring og bevis for købsdatoen medsendes apparatet. Skader, der opstår som følge af fejlanvendelse, er ikke dækket af garantien.

Der ydes ingen erstatning for følgeskader. Vi fraskriver os erstatningspligt for indirekte skader og tab.

ADVARSEL

Husk hættten skal være påsat under slibning, falsen presses ned over tanden under slibning.

Uniteeth Tandsliber

Brugsanvisning



FORORD

Uniteeth Tandsliber er et tandslibeudstyr specielt udviklet til at slibe ulvetænder på pattedyr. Slibehovedet består af en hurtig roterende diamantbeklædt cylinder, som er konstrueret således at beskadigelsen af bløddele i mundhulen ikke kan finde sted.

I forhold til tandklipning med tang er tandsliberen en klar forbedring, både human og sundhedsmæssig, da den eliminerer de risici for sygdomme, som tandklipning med tang ofte medfører.



Work smarter – not harder!

TANDSLIBNING

Start tandsliberen med trykknappen.

Før fixturet ned over ulvetænderne i over- eller undermundens og tryk let. Efter ca. 1 sekund er 1/3 af ulvetænderne slebet bort.

Det er nok og bedst kun at bortslibe 1/3 af ulvetænderne.

OPLADNING

Ledningen fra tandsliberen til batteriet fjernes og forbindes med laderen. Forbind det medfølgende lade-apparat med el-nettet. Den røde kontrol lampe lyser mens batteriet oplades og slukker når batteriet er fuldt opladet.

Laderen er en såkaldt to-trins lader, hvilket betyder at batteriet ikke tager skade at stå til opladning selv om det er fuldt opladet, ladefunktionen ophører når batteriet er opladet.

Batteriet er af bly akkumulator typen, hvorved levetiden reduceres, når det ikke er fuldt opladet. Da laderen ikke skader batteriet selv om det er fuldt opladet, er det en god ide, efter endt brug, at sætte batteriet til opladning indtil næste gang det skal bruges.

- Batteriet har en effektiv brugstid på ca. 45 min. svarende til tandslibning af ca. 100 pattegrise.
- Batteriet kan med det medfølgende lade-apparat ikke overlades.
- Ladetid er ca. 10-14 timer.

RENGØRING/DESINFEKTION

Diamanthovedet bør renses for tandstøv efter endt brug. Rengør diamanthovedet med en fugtet tandbørste eller lign. Diamanthovedet og fixturet kan desinficeres med sprit, rodalon eller anden desinfektionsvæske.

SKIFT AF DIAMANTCYLINDER

Ved normal brug har diamantcylindren en holdbarhed svarende til slibning på ca. 7.000 pattegrise. Diamantcylindren skiftes ved at skrue hættens af og løsne cylindren med den medfølgende 6 mm nøgle.

VEDLIGEHOLDELSE

Uniteeth bør opbevares i tørre omgivelser, f.eks. på et kontor eller lignende. Apparatet må ikke opbevares i stærk solskin eller temperaturer over 40 grader. Afmonter jævnligt diamantcylindren og rengør delene, der huses i toppen. Delene bør altid være rene og tørre for at undgå rustdannelse.

Batteriet SKAL OPLADES umiddelbart efter brug.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Vægt:	0,350 kg.
Hastighed:	ca. 10.000 omdr./min.
Ladetid:	ca. 10-14 timer
Arbejdstid:	ca. 45 min.
Netspænding:	230 Volt (afhængig af lade-apparat)
Volt:	2

